

ABENA Pants Premium Junior XS2

INCONTINENCE

ABENA Pants

JUNIOR
XS2



50 – 75 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS

UNISEXE

ENFANTS

INCONTINENCE SÉVÈRE

JOUR / NUIT

Description

ABENA Pants Junior XS2 est la culotte absorbante premium et écolabellisée, développée pour les enfants souffrant de mictions rapides et incontrôlées. Elle est destinée aux enfants trop grands pour utiliser des couches bébés et trop petits pour les protections adultes. Elle s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel et son enveloppe externe textile imprimée rend son utilisation discrète.



Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Indicateur d'humidité

La bande jaune devient bleue au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement.



Ajustement sur-mesure

Les dimensions adaptées à l'entrejambe et les panneaux latéraux élastiques très doux offrent un ajustement sur-mesure et confortable.



Barrières anti-fuites

L'association de barrières anti-fuites et de panneaux latéraux élastiques permet une protection à 360°, même en position couchée ou lors des déplacements.



Canaux absorbants et maintien au sec

Le système spécial de canaux absorbants et la technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



ABENA Pants Premium Junior XS2

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	588 mm – 284 mm
Poids (+/-10%) :	59,4 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1500 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi



Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745



Le produit ne contient pas
de latex



100% des fibres de cellulose
utilisées proviennent de sources
durables certifiées FSC™.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit
peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est
conforme à toutes les précautions de
sécurité, conformément aux normes et à la
législation du Royaume-Uni.



30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.



Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO² de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydratante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.



ABENA Pants Premium Junior XS2

DONNÉES LOGISTIQUES


Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
18	5713571000762	1 089	17 x 11 x 29,1	90	3 couches de 8 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette	Hauteur palette (cm)
5	5713571000779	6 036	59 x 20 x 30	24 (48)	105




GUIDE D'UTILISATION

Conçue pour les enfants souffrants de mictions rapides et incontrôlées, trop grands pour porter des couches bébés et trop petits pour utiliser des changes pour adultes. Tour de hanches: 50-75 cm



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.



2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.



3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS



Le choix et la combinaison adéquats des protections d'incontinence

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

