


ABENA Man Slipguard, Premium


INCONTINENCE

ABENA Man

Slipguard



40 x 9 cm



UTILISATEURS

HOMME

AUTONOME

INCONTINENCE MODÉRÉE

FUITES ABONDANTES

Description


ABENA Man Slipguard est la protection adhésive de forme rectangulaire, conçue pour les hommes, pour apporter une solution sécurisée en cas d'incontinence modérée. Les protections ABENA Man Slipguard doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites.

Forme gouttière

La forme alternative, type gouttière, qui permet de placer l'anatomie masculine à l'intérieur.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Barrières anti-fuites

Les barrières anti-fuites présentes apportent une sécurité supplémentaire.



Maintien au sec et contrôle des odeurs

Le maintien au sec, qui encapsule l'urine, évite un contact direct à la peau et neutralise les odeurs.



ABENA Man Slipguard, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	400 mm – 90 mm
Poids (+/-10%) :	40,0 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	900 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1



Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745



ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.



Le produit ne contient pas
de latex

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: France

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
20	5703538461347	825	36 x 25 x 9	100	2 couches de 12 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette	Hauteur palette (cm)
5	5703538461323	4 675	36 x 18 x 44	24	103



ABENA Man Slipguard, Premium

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA Man Slipguard est recommandée si vous souffrez de fuites urinaires abondantes tous les jours ou durant vos nuits.



Enlever la bande adhésive et ouvrir légèrement la protection pour positionner le pénis à l'intérieur.



Positionner la protection.



Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Identification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements



 www.abena-frantex.fr

