


ABENA Let Maxi

INCONTINENCE

ABENA Let

Maxi


60 x 15 cm



Super airaid



Midi



Normal



Anatomic



Mini



Maxi



UTILISATEURS

UNISEXE

AUTONOME

PROTECTION TRAVERSABLE


LARGE USAGE

Description

ABENA Let Maxi est une protection droite traversable destinée à un large usage. La protection est dotée d'un coussin absorbant permettant d'absorber une grande quantité de liquide. L'enveloppe externe est entièrement respirante et faite d'un non-tissé très doux et silencieux. La protection peut être stérilisée.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Protection traversable

La protection dispose d'une enveloppe externe non-tissé traversable et laisse passer le surplus de liquide.

ABENA Let Maxi

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	600 mm – 150 mm
Poids (+/-10%) :	65 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1100 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, non-tissé, polypropylène, colle (résine).
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1



Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745



ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.



Le produit ne contient pas de latex

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: France

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
28	5703538461422	1 836	27 x 26 x 15	112	6 couches de 6 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette	Hauteur palette (cm)
4	5703538461385	7 780	57 x 27 x 32	36	207



GUIDE D'UTILISATION

Peut être utilisée en tant que booster d'absorption dans un produit d'incontinence, mais également en tant que change gynécologique ou tampons absorbant dans le cadre de soin des plaies. Protection traversable.

